





## 2019 Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Salgını



## SARS-CoV-2 Antibody (Antikor) Test (LateralFlow Method - Yanal Akış Yöntemi)

SARS-CoV-2 Hızlı Antikor Testine ilişkin Çin'de  
Resmi olarak Onaylanmış İlk Üründür.






## SARS-CoV-2 Antibody (Antikor) Test (Lateral Flow Method - Yanal Akış Yöntemi)

- Koronavirüs hastalığının (COVID-19) teşhisi için yardımcı bir testtir.
- Kullanımı kolay olup 15 dakika içerisinde sonuç vermektedir.



Antikorlar, davetsiz misafirlerin harekete geçmesinin ardından salgılanacak olup enfeksiyonun erken belirtisi olarak ilk önce immünoglobulin M (IgM) ortaya çıkmaktadır. Ardından, davetsiz misafirlere karşı daha kesin ve güçlü bir reaksiyon meydana getirerek immünoglobulin G (IgG) ortaya çıkmaktadır.



Antikorlar, bireyler arasında bazı farklılıklar ile enfeksiyondan yaklaşık bir hafta sonra saptanabilmektedir.

### Sipariş Bilgisi

Ürün Adı	Paket Boyutu	Örnek Türü	Saklama Koşulu	Raf Ömrü	Kalifikasyon
SARS-CoV-2 Antibody Test (Lateral Flow Method)	20T	Tam kan, serum ve plazma	2°C~30°C	6 ay	CFDA